

# PHASEinMEDICAL

NUEVO CONCEPTO EN  
INGENIERÍA CLÍNICA

# INGENIERÍA CLÍNICA EN HOSPITALES

## ¿CÓMO TE APOYA UN INGENIERO BIOMÉDICO “IB” EN TU HOSPITAL?

- Apoyo en los **Procesos de Certificación** ante SSA, Consejo de Salubridad General, ISO, entre otros
- Creación y actualización de **manuales de políticas y procedimientos en Ingeniería Clínica**
- Creación y seguimiento a las **bitácoras de mantenimientos preventivos**
- Creación y seguimiento a **calendarios de mantenimientos preventivos**
- **Ejecución de mantenimientos correctivos**
- **Gestión** en la adquisición de tecnología, accesorios e insumos médicos
- Rutinas de check-ups diarias en quirófanos, **UCI, UCIN, CEYE.**



## LAS VENTAJA DE UN “IB” EN TU HOSPITAL

- IB tiempo completo en tu Hospital. En la incapacidad de uno, entra otro en menos de 24 horas
- Abanico de especialidades en los IB. La empresa cuenta con especialistas en: ventilación, anestesia, endoscopia, mobiliario, construcción/remodelación, gestión, certificación, etc.
- Empresa inscrita en la ECRI. Entidad que nos permite realizar comparativas tecnológicas
- Empresa inscrita en la AAMI. Asociación internacional que nos permite mantener a los IB actualizados

Av. Parque Juan Diego No.311, Col. Chapalita Oriente, Zapopan Jalisco, C.P. 45040.

✉ info@phaseinmedical.com **Tel Fax.** 01(33) 3125 4207

PHASEinMEDICAL

www.phaseinmedical.com



# HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA

**FLUKE**

Biomedical

- Analizadores y simuladores para revisar tus equipos médicos.
- 100% automatizados con software Ansure.
- Certificados de calibración anuales avalados por la NIST.
- Simulador de Oxímetros y Monitores Signos Vitales
- Analizador de Desfibriladores
- Analizador de ECG
- Analizador de Máquinas de Anestesia
- Analizador de Incubadoras / Cunas Térmicas
- Analizador de Seguridad Eléctrica
- Analizador de Ventiladores  
(Entre otros)




## LOS SOFTWARE QUE UTILIZA LA EMPRESA SON:

**ANSURE:** La interfaz perfecta para automatizar los protocolos de mantenimientos.

**MEDIMIZER:** El software que organiza tu departamento de IB.

\*implementación a partir del 01 de Mayo 2016.



## VENTAJAS

- La empresa invierte un gran presupuesto en equipo de análisis y simulación.
- La nueva **NOM-240-SSA1-2012** ya exige un responsable encargado de la tecno vigilancia.
- Opción de dejar un Ingeniero Biomédico de planta con el respaldo de la empresa que tiene más de 15 años de experiencia.
- Asesoría incluida de cualquier remodelación y construcción hospitalaria.
- Apoyo en los procesos de certificación hospitalaria.
- Miembros activos de organizaciones y asociaciones que nos permite mantenernos al día.

### MIEMBROS ACTIVOS



PHASE in MEDICAL

[www.phaseinmedical.com](http://www.phaseinmedical.com)